

## Aplicación de clientes n.º 279: Cómo «tunear» muletas

Autor: C.R., Bailly, Francia, [larbredore@dbmail.com](mailto:larbredore@dbmail.com)

### Cómo dos pequeños imanes le hacen la vida más fácil a alguien que usa muletas

Después de una lesión de rodilla tuve que andar varios meses con muletas. Todo el mundo que haya tenido que usarlas sabe que tienen una cualidad muy molesta: caerse al suelo cuando uno sólo quiere apoyarlas. Haría falta un hueco en la pared para que se mantuviesen. También apoyadas en una silla, adquieren una posición muy inestable...



Otros problemas surgen cuando hay que sujetar ambas muletas con una sola mano, p. ej. cuando con la otra intento coger algo del suelo.

Además debido a mi lesión no me podía agachar y resultaba incómodo recoger cosas del suelo. ¡Por tanto más importante aún que las muletas no se cayesen!

Podría seguir citando ejemplos. Gracias a dos imanes pude mejorar mi situación. Lo único que tuve que hacer fue pegar un disco magnético S-20-02-N ([www.supermagnete.de/spa/S-20-02-N](http://www.supermagnete.de/spa/S-20-02-N)) en cada mango de la muleta.



A continuación, encontrarás dos posibles aplicaciones de las muletas «tuneadas».



Coger el llavero sin agacharse

(Condición: el llavero debe ser magnético)



Las muletas se estabilizan mutuamente en la pared

#### **Aporte de Branko Bürgin de Suiza:**

El que tiene que caminar con muletas sabe lo rápido que estas se caen al suelo y el esfuerzo que puede suponer volver a levantarlas. Mi objetivo era poder dejar/apoyar las muletas en una pared o en cualquier otro lugar de manera estable. Mediante unas abrazaderas de tubo y los imanes en recipiente con casquillo roscado M4 Ø 20 mm ([www.supermagnete.de/spa/TCN-20](http://www.supermagnete.de/spa/TCN-20)) (polo norte y polo sur) atornillados a estas, ambas muletas se pueden unir en cualquier momento. Esto permite tener una mano libre para abrir puertas, coger el móvil, pagar en la caja, así como dejarlas en cualquier sitio.



Además, una muleta «magnetizada» se puede aparcar allí donde haya algo de hierro. Con círculos metálicos adhesivos (30 mm de diámetro) se puede crear una «base adherente» en casi cualquier sitio (baño, recibidor). Desde hace varios años comercializo esta solución con el nombre de kruxX.

Encontrará más información y una tienda virtual en [www.kruxx.ch](http://www.kruxx.ch). Si tiene alguna pregunta, escríbame un e-mail a la dirección [kruxx@bluewin.ch](mailto:kruxx@bluewin.ch) kontaktieren.



Gracias a kruzX, las muletas se pueden colocar en cualquier sitio...

... y en caso necesario, una mano queda libre.

### Artículos empleados

2 x S-20-02-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 2 mm ([www.supermagnete.de/spa/S-20-02-N](http://www.supermagnete.de/spa/S-20-02-N))

En línea desde: 09.11.2009

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.